

Инструкция

Требования к среде для запуска демонстрационной сборки

1. Docker
2. Веб-браузер

Порядок запуска

1. Распаковать zip-архив;
2. Выполнить команду `docker compose -f compose.demo.yml up -d` в директории с распакованным архивом;
3. Дождаться запуска всех контейнеров;
4. Открыть в веб-браузере <http://localhost:5800>. Для запуска клиентских приложений воспользоваться гиперссылками справа;
5. Для выключения выполнить `docker compose -f compose.demo.yml down`.

Перечень учётных записей

Логин	Пароль	Роль	Приложения
super	1	Суперпользователь	
super2	1	Суперпользователь	
it	1	Сотрудник отдела ИТ	Справочники, Менеджер настроек, Регистратура, Редактор моделей протоколов
zavlab1	1	Врач КДЛ, заведующий	Контроль врача лаборатории, Справочник лаборатории
zavlab2	1	Врач КДЛ, заведующий	Контроль врача лаборатории, Справочник лаборатории

cashdesk1	1	Кассир	Касса
cashdesk2	1	Кассир	Касса
cashdesk3	1	Кассир	Касса
adm	1	Регистратор-администратор	Регистратура администратора, Расписание
delivery	1	Медицинский регистратор	Сканер, Сортировка образцов
medsis	1	Медсестра	Процедурный кабинет
zavpato	1	Врач-патоморфолог, заведующий	Контроль врача, Редактор моделей протоколов, Редактор формуляров
diagdoctor	1	Врач функциональной диагностики, заведующий	Контроль врача, Редактор моделей протоколов, Редактор формуляров
endodoctor	1	Врач-эндоскопист	Контроль врача
doctor1	1	Врач-терапевт	Контроль врача
doctor2	1	Врач-эндоскопист	Контроль врача